

ophtec

Precizon. See the difference.



Conozca la Familia Precizon:
las mejores LIOs para cualquier reto en catarata.



See the difference En cualquier cirugía de catarata

No hay dos ojos iguales. Por eso buscas para tus cirugías una LIO que ofrezca la solución perfecta a cualquier caso. Te presentamos nuestra Familia Precizon: una gama completa de LIOs de vanguardia para la cirugía de catarata, desarrollada por Ophtec. Claramente verás la diferencia.

Desde monofocal a rango completo de visión

Precizon te ofrece lentes de última generación para afrontar cualquier reto. Lentes monofocales, de visión intermedia extendida y de rango completo de visión con tecnología CTF patentada. Esféricas y Tóricas. Cada uno de los productos Precizon están diseñados para destacar. Con una adaptación natural y con una óptica exclusiva proporcionando resultados extraordinarios. Para una cirugía de éxito y una visión natural perfecta.

Conozca la familia

Desarrollamos las mejores LIOs para cualquier tipo de cirugía de catarata. La Familia Precizon es una línea completa de lentes confiables con una óptica sobresaliente. Para una visión natural a todas las distancias. Con una adaptación natural para prevenir problemas postoperatorios.

'He comprobado los beneficios de esta lente de primera mano, tanto en mis pacientes como en mi experiencia personal. Sé que este implante puede proporcionar una calidad de visión extremadamente buena – ¿por qué debería buscar otra alternativa?'

Dr. Harras Mölder (no se muestra en la foto) sobre Precizon Presbyopic NVA

Monofocal vision

Precizon Monofocal



Enhanced intermediate vision

Precizon Go



Full range of vision

Precizon Presbyopic NVA



Precizon Toric



Precizon Presbyopic Toric





Monofocal vision Precizon Monofocal



Diseñada para proporcionar una visión natural en lejos a un amplio rango de pacientes de catarata. Precizon Monofocal es la lente ideal para pacientes afáquicos que se sienten cómodos usando gafas. Con su diseño de aberración neutra, esta lente preserva las aberraciones corneales naturales.

LIO monofocal híbrida acrílica con aberración esférica neutra para la corrección de la afaquia.

- ✓ Hápticos en offset reducen la OCP
- ✓ Óptica de aberración neutra
- ✓ Estabilidad probada

Potencias (incrementos de 0.5):

- -10.0 D a 0.0 D (cóncavo-convexo)
- +1.0 D a +35.0 D (biconvexo)



Descubra todas las especificaciones y publicaciones

TCT

Precizon Toric



Todas las ventajas de la Precizon Monofocal para tus pacientes con astigmatismo. Esta lente tórica está diseñada con la tecnología TCT patentada: un cilindro esférico que ofrece una tolerancia probada al desalineamiento y la rotación.

Potencias (incrementos de 0.5):

- +1.0 D a +34.0 D
- Cilindro: +1.0 D a +10.0 D



Descubra todas las especificaciones y publicaciones

Enhanced intermediate vision Precizon Go



Proporciona a tus pacientes una visión natural en lejos y una visión extendida en distancias intermedias, sin comprometer la calidad de visión a ninguna distancia. Precizon Go tiene un diseño no difractivo, con una superficie suave y continuada.

Precizon Go es una LIO híbrida acrílica diseñada para extender la visión intermedia.


- ✓ Perfil dióptrico exclusivo
- ✓ Sin compromiso en visión lejana
- ✓ Sin artefactos visuales
- ✓ Solución asequible para un amplio rango de pacientes

Potencias (incrementos de 0.5):

- -10.0 D a 0.0 D (cóncavo-convexo)
- +1.0 D a +35.0 D (biconvexo)



Descubra todas las especificaciones y publicaciones





CTF

Full range of vision Precizon Presbyopic NVA



Nuestra LIO de última generación para una visión natural a cualquier distancia. Para corregir la presbicia y proporcionar independencia de gafas a la mayoría de los pacientes. Precizon Presbyopic está diseñada con la tecnología CTF patentada: una óptica multisegmento con una suave transición de lejos a cerca. Lo más próximo a la visión natural.

Precizon Presbyopic NVA es una LIO híbrida acrílica con una óptica CTF (Continuous Transitional Focus) diseñada para la corrección de la presbicia.

- ✓ Visión natural a todas las distancias
- ✓ Pupilo independiente
- ✓ Tolerancia a ángulos kappa elevados

Potencias (incrementos de 0.5):

- +1.0 D a + 35.0 D
- Adición +2.75 D



Descubra todas las especificaciones y publicaciones

TCT

Precizon Presbyopic Toric



Todas las ventajas de la Precizon Presbyopic para tus pacientes con astigmatismo. Esta lente tórica está diseñada con la tecnología TCT patentada: un cilindro esférico que ofrece una tolerancia probada al desalineamiento y la rotación.

Potencias (incrementos de 0.5):

- Esfera: +5.0 D a + 34.0 D
- Cilindro: +1.0 D a + 6.0 D
- Adición +2.75 D



Descubra todas las especificaciones y publicaciones

CTF

Más allá de la multifocalidad Rango completo de visión con CTF

En Ophtec la perfección es nuestra máxima. Nuestro objetivo es ofrecer a los pacientes una visión perfecta – buscando ópticas lo más cercanas posibles a una visión natural. Nuestra tecnología patentada Continuous Transitional Focus (CTF) va más allá de la multifocalidad. La LIO Precizon Presbyopic con CTF está diseñada con múltiples segmentos, ofreciendo un rango completo de visión con una transición suave y continuada. Ofreciendo a tus pacientes una verdadera visión natural a todas las distancias con una calidad sobresaliente.



Descubra más
sobre CTF



Ø Óptico 6.0 mm
Ø Total 12.5 mm

Todo en una sola lente

- ✓ Suave transición de potencia
- ✓ Combina óptica refractiva con aberración esférica
- ✓ Múltiples puntos focales elongados y superpuestos
- ✓ Profundidad de foco extendida

TCT

Toric. Ajuste natural. Tolerancia natural.

TCT proporciona

- ✓ Independencia pupilar
- ✓ Tolerancia al desalineamiento
- ✓ Estabilidad probada
- ✓ Cilindro esférico



Dentro de nuestra Familia Precizon, hemos desarrollado una serie de lentes tóricas de vanguardia. Óptimas para casi todos los pacientes con astigmatismo. Sea cual sea el reto. Las LIO Precizon Toric están diseñadas con la tecnología TCT patentada. El cilindro esférico ofrece una tolerancia probada al desalineamiento y la rotación. Una adaptación natural, evitando muchos problemas postoperatorios. Asegurando una visión natural para tus pacientes, día y noche.



Descubra más
sobre TCT

IOLMATIC® Inyector fácil y seguro

No importa lo difícil que sea un caso, todas las LIO Precizon son fáciles de implantar con el sistema inyector IOLMATIC. Con tan solo 2 simples clics el sistema inyector IOLMATIC® se conecta con el cartucho de la lente, cargado con la LIO y listo para usar. Fácil para el médico. Seguro para el paciente. Eficiente y fiable para cualquier cirugía de catarata.



Descubra todas las
especificaciones



Servicio de cálculo Acierta con los números

Empieza con buen pie. En cualquier cirugía quieres que el cálculo de potencia de tu LIO sea tan preciso como tu incisión. Por eso ofrecemos nuestros servicios de cálculo de potencia para nuestras LIO de catarata, con nuestra sencilla calculadora Precizon online. Y si el caso es complicado, nuestros expertos estarán ahí para ayudarte.



Descubra más

Compendiums científicos Saber más, estar seguro

Nuestras lentes Precizon están a la vanguardia del mercado. Pero no te fíes sólo de nuestra palabra. En nuestra web puedes encontrar una extensa compilación de estudios científicos de nuestras LIO. Puedes acceder a ella escaneando el código QR que encontrarás a continuación.



Descubra más

Sobre Ophtec Estamos aquí

En Ophtec, nuestro máximo objetivo es mejorar la visión. Sabemos lo que supone ser un médico oftalmólogo: fuimos fundados por uno de ellos. Desarrollamos productos y soluciones exclusivas, y trabajamos muy de cerca con oftalmólogos en todo el mundo. Juntos, conseguimos que las personas vean con claridad.

Estamos aquí, para que puedas hacer el mejor trabajo posible.
Ophtec. Clearly.

'Cualquier pregunta.
Cualquier reto.
Estamos a una
llamada de
distancia.'



Contacta Únete a la familia

Ahora que has conocido la Familia Precizon, ¿quieres conocernos mejor? Estamos aquí para cualquier pregunta. Llámanos o visita nuestra página web.

Ophtec oficinas

Sede Central Global

Schweitzerlaan 15
9728 NR Groningen
Países Bajos

+31 50 525 19 44
info@ophtec.com
ophtec.com

Ophtec España

c/ Azalea, 1 Edif. B Planta 1. Oficina 3
28109 Alcobendas, Madrid
España

+34 91 625 26 99
info@es.ophtec.com
ophtec.com



Información de
contacto de
todas nuestras
oficinas locales

'El ojo humano es un mecanismo maravilloso. Nuestra visión de la LIO ideal no es la de un mero implante, sino la de una parte natural del ojo. Para que las personas puedan realmente recuperar su visión natural'

