

Artiplus

Phakic



Especificaciones



Características	Artiplus
Modelo	470
Fijación	Fijación iridiana
Tamaño de zona central para lejos Y/X	1.4 / 2.6 mm
Anchura de los segmentos rotados	0.60 mm
Número de anillos segmentados	3 n
Potencia óptica	-15.0 D a +2.0 D (incrementos de 0.5 D) Adición +2.5 D
Material de la lente	Óptica: Polysiloxano Hápticos: PMMA
Ø óptica	6.0 mm
Ø total	8.5 mm
Distribución de la luz	40/60 cerca/lejos

LIO Fáquica para presbicia

Artiplus es una nueva LIO fáquica de fijación iridiana plegable para la corrección de la presbicia. Su óptica multisegmento con tecnología CTF proporciona excelentes resultados a todas las distancias con una transición suave de lejos a cerca

Principales características y beneficios

- ✓ Sin rotación postoperatoria
- ✓ Procedimiento reversible
- ✓ Visión natural a todas las distancias
- ✓ Independencia de gafas

Reducción de halos y deslumbramiento

La óptica multisegmento reduce los fenómenos fóticos proporcionando a los pacientes una adaptación natural.

Basado en la confiable plataforma Artiflex

Artiflex ha demostrado ser un de las LIOs más seguras y efectivas del mercado.

Cursos de capacitación

Ophtec organiza cursos especializados en todo el mundo, con el objetivo de obtener los mejores resultados con las lentes intraoculares Artileus. Proporcionando lentes solo a profesionales certificados, garantizamos la elevada calidad de los resultados del producto. Visita ophtec.com/courses-and-events para ampliar información y consultar las fechas de los próximos cursos.