

Artisan

Phakic



Especificaciones



Características	Artisan Myopia	Artisan Myopia	Artisan Hyperopia
Modelo	206	204	203
Fijación	Fijación iridiana	Fijación iridiana	Fijación iridiana
Potencia óptica	-1.0 D a -23.5 D (incrementos de 0.5 D)	-1.0 D a -15.5 D (incrementos de 0.5 D)	+1.0 D a +12.0 D (incrementos de 0.5 D)
Material de la lente	PMMA	PMMA	PMMA
Ø óptica	5.0 mm	6.0 mm	5.0 mm
Ø total	8.5 mm	8.5 mm	8.5 mm



Características	Artisan Toric
Modelo	130 (cilindro a 0°) 140 (cilindro a 90°)
Fijación	Fijación iridiana
Potencia óptica	Esfera: -22.0 D a +14.0 D Cilindro: -7.5 D a -1 D (incrementos de 0.5 D)
Material de la lente	PMMA
Ø óptica	5.0 mm
Ø total	8.5 mm

LIO Fábrica

Artisan ha superado la prueba del tiempo cubriendo las necesidades de aquellos que buscan una solución predecible y estable para la corrección quirúrgica de la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo.

Principales características y beneficios

- ✓ Talla única
- ✓ Sin rotación postoperatoria
- ✓ Procedimiento reversible
- ✓ Buena dinámica de flujo
- ✓ Artisan Myopia con aprobación FDA

Cursos de capacitación

Ophtec organiza cursos especializados en todo el mundo, con el objetivo de obtener los mejores resultados con las lentes intraoculares Artisan. Proporcionando lentes solo a profesionales certificados, garantizamos la elevada calidad de los resultados del producto. Visita [ophtec.com/courses-and-events](https://www.ophtec.com/courses-and-events) para ampliar información y consultar las fechas de los próximos cursos.